



**PEROXILL 2000** Medical Device **CE**

Principio Attivo: Acido Peracetico

**DISINFETTANTE – STERILIZZANTE A FREDDO**

In polvere a rapida azione in soli 10 minuti

Disinfezione e Sterilizzazione chimica a freddo di strumentario odontoiatrico, chirurgico, podologico, attrezzature e impronte dentali (compresi gli alginati). Indicato anche per la sterilizzazione di endoscopi. Attivo su HCV HBV e HIV in 5 minuti e sterilizzante in 10 minuti.

**Confezioni:**

kg 1 x 6 barattoli - kg 2 x 4 secchielli



**BACTILEMON 2000** Medical Device **CE**

Principio Attivo: Clorexidina, Benzalconio Cloruro, Didecildimetilammonio Cloruro in soluzione acquosa  
Antiossidante: Sodio Nitrito

**DISINFETTANTE LIQUIDO MULTIUSO**

Pronto all'uso in soluzione acquosa profumato al limone da nebulizzare o da usare in vaschetta.

Uso con nebulizzatore:

Disinfettante indicato per le superfici delicate, quali superfici plastiche, plexiglas e lo skai delle poltrone odontoiatriche e podologiche.

Consigliato anche per la rapida disinfezione di impronte odontoiatriche.

Uso in vaschetta o vasca ad ultrasuoni:

Disinfettante per la decontaminazione e disinfezione di strumentario in acciaio, plastica e gomma

**Confezioni:**

lt 1 x 12 flaconi